


# 縫合針の種類


一般的名称：単回使用縫合針 管理医療機器  
販売名 エルプ縫合針 / 承認番号22000BZX00187000  
販売名 縫合針 [未滅菌] / 認証番号304ADBZX00045000

## 弯曲の種類


1/2サークル




3/8サークル



5/8サークル



7/16サークル



直 針





先曲針





## 穴の種類

バネ穴




ナミ穴




# 針先の種類


角 針




正三角針




丸 針



ヘラ針



鈍 針



## 外科用強弯角針

1/2 サークル

バネ穴・ナミ穴

0 直線14mm

1 17

2 21

3 25

4 29

5 33

6 37

7 41

8 45

9 49

10 53

## 外科用強弯丸針

1/2 サークル

バネ穴・ナミ穴

0 直線14mm

1 17

2 21

3 25

4 29

5 33

6 37

7 41

8 45

9 49

10 53


角針は逆三角刃  
丸針はテーパーポイント



## 外科用弱弯角針

3/8 サークル


バネ穴・ナミ穴



## 外科用弱弯丸針


3/8 サークル

バネ穴・ナミ穴




## 腸用丸針

1/2 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 血管用弱弯丸針

3/8 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 腸用直丸針

バネ穴・ナミ穴




## 血管用強弯丸針

1/2 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 婦人科用角針

7/16 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 婦人科用丸針

7/16 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 婦人科用鈍針

バネ穴・ナミ穴




## マルチン氏縫合針角

1/2 サークル  
バネ穴・ナミ穴




## 外科用直針角

バネ穴・ナミ穴




## ジモン氏丸針

バネ穴・ナミ穴




## 外科用先曲針角

バネ穴・ナミ穴



## 解剖用縫合針

ナミ穴



## 手掌用強弯角針

1/2 サークル

バネ穴・ナミ穴



## 形成外科用サークル針角・丸

1/2 サークル


バネ穴・ナミ穴



## 眼科用弱弯角針

3/8 サークル

バネ穴・ナミ穴



## 眼科用弱弯丸針

3/8 サークル


バネ穴・ナミ穴



## 形成外科用弱弯角針

3/8 サークル


バネ穴・ナミ穴



## 形成外科用強弯角針


1/2 サークル

バネ穴・ナミ穴



## 兔唇用縫合針

バネ穴・ナミ穴



## 脗 針

バネ穴・ナミ穴

